



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: ResMed

Gerätetyp: S11 Serie

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm den Menüpunkt „Mehr“.
- Scrollen / Wischen Sie mit Ihrem Finger so lange, bis der Menüpunkt „Info“ erscheint und betätigen Sie diesen.
- Nach dem Drücken, scrollen / wischen Sie am Bildschirm einmal nach unten und es erscheinen die Betriebsstunden.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de