



HANS MÜLLER

## Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

**Hersteller:** ResMed

**Gerätetyp:** Astral 100 / 150

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie rechts unten den Menüpunkt „i“.
- Wählen Sie auf der linken Seite den Reiter „Gerät“ aus.
- In der 5. Zeile können Sie Ihre Therapiestunden ablesen.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH  
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

[info@hmp-medizintechnik.de](mailto:info@hmp-medizintechnik.de) | [hmp-medizintechnik.de](http://hmp-medizintechnik.de)