

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen



HANS MÜLLER

Hersteller: Weinmann

Gerätetyp: SOMNO Serie (Balance / Comfort 2 / Smart 2/
Soft 2 / Vent Auto S / ST /CR)

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Starten Sie die Therapie über den Ein- und Ausschaltknopf.
- Die Therapiestunden werden angezeigt.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.